

Instrukcja obsługi szczoteczki sonicznej Miji T302.



Instrukcja bezpieczeństwa

Przy pierwszym użyciu produktu może wystąpić swędzenie lub lekkie krwawienie, gdyż dziąsła nie są przyzwyczajone do tak skutecznego czyszczenia. Zaleca się najpierw zastosować na szczoteczkę tryb delikatny. Zjawisko to zwykle ustępuje w ciągu 1 do 2 tygodni. Po 2 tygodniach należy zaprzestać używania szczoteczki do zębów i skonsultować się z lekarzem jeżeli problem dalej występuje.

Osoby noszące aparat, w trakcie leczenia stomatologicznego, noszące implanty dentystyczne, proszę skonsultować się z lekarzem przed użyciem szczoteczki.

Ten produkt spełnia normy bezpieczeństwa urządzeń elektromagnetycznych dotyczące wszelkich schorzeń serca.

W przypadku problemów z rozrusznikiem serca lub innymi problemami z implantem, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia.

Produkt przeznaczony jest do czyszczenia zębów, dziąseł i języka i nie należy go używać do innych celach.

W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Nie zanurzaj stacji ładującej w wodzie ani żadnym płynie.

Nie podłączaj do źródła zasilania, gdy wtyczka zasilania stacji ładującej jest mokra.

Ten produkt ma wbudowany akumulator, nie należy go wrzucać do ognia ani w przetrzymywać w wysokiej temperaturze.

Nie uderzaj ani nie upuszczaj tego produktu. Jeśli uszkodzenie jest spowodowane upadkiem, przestań go używać.

Nie modyfikuj, nie usuwaj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie. To urządzenie nie nadaje się do stosowania w przypadku zmniejszonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy.

Osoby (w tym dzieci), chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieciom nie wolno bawić się tym produktem.

Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

Ładuj za pomocą zasilacza zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

Przed użyciem produktu sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania i kabel ładowania są suche, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub zwarcia.

Ten produkt ma wbudowaną baterię, nie wrzucaj go do ognia.

Nie umieszczaj w miejscu o wysokiej temperaturze ani w wilgotnym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego.

Bazy ładującej nie należy używać w miejscach nasłonecznionych na zewnątrz.

Nie używaj szczoteczki do zębów podczas kąpieli lub prysznica.


Nie udostępniaj główki szczoteczki innym osobom.

Nie umieszczaj metalowych przedmiotów na stacji ładującej, gdy są one pod napięciem.

Uwaga: produkty, akcesoria i inne ilustracje zawarte w instrukcji obsługi są rysunkami schematycznymi i służą wyłącznie celom informacyjnym. Ze względu na aktualizację produktu, produkt fizyczny i schemat mogą się nieznacznie różnić, proszę zapoznać się z obiektem fizycznym.

Opis produktu

Przeczytaj uważnie instrukcję i przechowuj ją prawidłowo.




- 1 - Osłona zabezpieczająca napęd
- 2 - Głowica obrotowa
- 3 - Uchwyt szczoteczki do zębów
- 4 - Przycisk funkcyjny
- 5 - Dioda LED zasilania
- 6 - Dioda LED - kontrolka trybu
 - Standardowe czyszczenie
 - Wrażliwe i delikatne
 - Masaż dziąseł
 - Wybielanie i polerowanie
- 7 - Osłona zabezpieczająca główkę szczoteczki
- 8 - Głowka szczoteczki
- 9 - Baza ładująca

Użytkowanie


1. Upewnij się, że kierunek włosia główki szczoteczki jest zgodny z przednim kierunkiem rączki szczoteczki.

Zamontuj główkę szczoteczki na uchwycie i upewnij się, że pomiędzy obiema częściami znajduje się poprawna odległość.

Szczelina (szczelina ma na celu zapewnienie, że główka szczoteczki do zębów nie koliduje z rączką szczoteczki do zębów podczas vibracji o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu silnik ma większą moc).



2. Zwilż główkę szczoteczki i wyciśnij pastę do zębów na główkę szczoteczki.



3. Wybór trybu szczotkowania

Naciśnij krótko przycisk funkcyjny (4). Po uruchomieniu naciśnij raz przycisk (4) w ciągu 10 sekund.

Pauza: naciśnięcie przez 1 sekundę przycisku (4). Po 30 sekundach w trybie wstrzymania, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Wyłączenie: w ciągu 10 sekund szczoteczka do zębów po skończonej pracy wyłączy się automatycznie.

Długie przytrzymanie przycisk (4) wyłącza urządzenie.

4. W celu uzyskania najlepszych efektów utrzymuj kąt 45 stopni pomiędzy włosiem, a zębami. Podczas procesu szczotkowania, szczoteczka lekko zawibruje co 30 sekund,

Wskazana jest zmiana pozycji szczotkowania zębów. Jeśli klawisz pauzy nie zostanie naciśnięty w trakcie użytkowania, szczoteczka zostanie wyłączona po 2 minutach mycia.

Porównanie czterech trybów czyszczenia

1. Czyszczenie standardowe: nadaje się do codziennego czyszczenia jamy ustnej.
2. Wrażliwy i delikatny: odpowiedni dla początkujących oraz osób wrażliwych na zęby.
3. Masaż dziąseł: odpowiedni dla osób z wrażliwymi dziąslami.
4. Wybielanie i polerowanie: odpowiedni dla osób uporczywymi plamami na zębach.

Umyj główkę szczoteczki:

1. Po szczotkowaniu skieruj główkę szczoteczki w stronę strumienia wody.

2. Po czyszczeniu załóż nakładkę ochronną, aby utrzymać główkę szczoteczki w czystości i higienie.

* Dentyści zalecają wymianę główki szczoteczki raz na trzy miesiące.

Typowe problemy:

Szczoteczki nie można uruchomić: Nie można włączyć podczas ładowania. Poziom energii jest zbyt niski.

Nie można zamontować główki szczoteczki: W gnieździe główki szczoteczki znajduje się ciało obce. Oś mocy przylega do ciała obcego. Nieoryginalna główka szczoteczki.

Stosunkowo słabe wibracje główki szczoteczki: Główka szczoteczki nie jest zamontowana na swoim miejscu i pomiędzy główką szczoteczki a uchwytem szczoteczki znajduje się ciało obce. Niepoprawna odległość końcówki na głowicy obrotowej.

Ładowanie szczoteczki

Opis stanu kontrolki zasilania.

Podczas używania:

100-40% mocy: biała dioda LED
40-20% mocy: pomarańczowy kolor
20-10% mocy: kolor pomarańczowy powoli miga
Moc <10%: szybko miga na pomarańczowo

Podczas ładowania:

40-100% biała dioda LED
<40% kolor biały, powoli miga,
szybkie ładowanie: pomarańczowy

Gdy kontrolka zasilania świeci na pomarańczowo, nie można włączyć szczoteczki do szybkiego ładowania.

Pełne naładowanie zajmuje około 4 godzin (w zależności od pozostałego czasu ładowania).

Po wyczerpaniu się zasilania można rozpocząć ładowanie błyskawiczne i szczotkować raz na 2 minuty.

Wskazówka: podstawa ładująca tego produktu to złącze T302 o specjalnych potrzebach, które nie jest kompatybilne z innymi produktami. Podczas ładowania należy używać zasilacza 5 V 1 A (do nabycia osobno).